

KT2c - Material



Roeko Flexidam Purple / Ref: 390035



Young Innovations / Ref: PSF400



Mini Points / Ref: 0186



Beispielfoto zum Eingipsten der Zähne

Kurse nach der Fortbildungsordnung für Zahnmedizinische Fachangestellte Kursteil IIc "Fissurenversiegelung von karienfreien Zähnen"

MATERIALLISTE

- Praxisschuhe, -hose, -kittel, Mundschutz, Handschuhe, Schutzbrille
- Fachwörterbuch (falls Sie selbst etwas nachschlagen müssen)

Kofferdammaterialien

- Kofferdam-Lochzange
- Kofferdam-Gummi (Roeko Flexidam Medium purple - Ref. 390035)
- Kofferdam-Klammerzange
- Kofferdam-Klammersortiment
- Kofferdam-Spannrahmen
- Lochschablone
- gewachste Zahnseide
- Keile und Wetjet-Gummi
- 1 scharfe chirurgische Schere
- 1 möglichst zierlichen Heidemannspatel

Versiegelungsmaterial

- Versiegelungsmaterial mit Applikator (das in Ihrer Praxis verwendet wird!)
+ wenn für Ihr System nötig Dappenbehälter + Lichtschutz
- Ätzmaterial
- Mehrere dünne Microbrushs zum Verteilen (Fa. Young Innovations - Ref. PSF400)
- Polierbürstchen; evtl. spitz zulaufende Form
- evtl. weiße Kunststoffpolierer (Mini Points - Ref: 0186)
- Polierpaste
- Tast- oder Kuhhornsonde (mit möglichst dünn zulaufender Spitze)
- mindestens 6-8 extrahierte, kariesfreie Molaren zum Üben + **zur Prüfung erforderlich!**
- diese Zähne bitte in ein Modell eingipsen (diese müssen nicht in der Zahnreihe stehen)

Herstellung von Medikamententrägern:

- 1 OK und 1 UK aktuelles, gut getrimmtes Gipsmodell Ihrer eigenen Bezahnung
- 1 scharfe Schere für Tiefziehfolien (Hammacher Schere)
- 1 Technikfräse
- 1 möglichst zierlichen Heidemannspatel
- Polierscheiben, Poliergummis (zum Polieren von Kunststoffschienen)
- dünne, wasserfeste Stifte (zum Markieren des Gipsmodells / 2 Farben)